

Imposta la connessione Bluetooth con il tuo dispositivo:

- I. Avvia prima il dispositivo per la ionoforesi Hidrex. Se il tuo dispositivo con il MyHIDREXApp è compatibile, puoi dire che il tuo dispositivo ha un LED di "connessione".**
- II. Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone e cerca nell'elenco dispositivi disponibili in base a "HIPRO10" (Potrebbe essere necessario un momento prima che i dispositivi si riconoscano l'un l'altro al primo avvio).**
- III. Accoppia il tuo smartphone con "HIPRO10"**

Installa MyHIDREXApp su Android 5 – 7:

- I. L'opzione per l'installazione da fonti sconosciute è disponibile nel file Impostazioni di sicurezza del tuo smartphone o tablet. Apri Impostazioni e vai al sottomenu "Sicurezza". Il produttore del tuo smartphone potrebbe aver dato al menu un nome diverso o averlo nascosto in un sottomenu. Se necessario, cercare nei sottomenu o utilizzare la funzione di ricerca se disponibile.**
- II. Nelle impostazioni di sicurezza di Android troverai la voce "Origine sconosciuta", attivala. Android ora ti avvisa delle possibili conseguenze, conferma con ok. Ora chiudi le impostazioni.**
- III. Ora collega il tuo smartphone al computer o chiedici di inviare il file MyHIDREXApp.apk al tuo smartphone tramite e-mail o WhatsApp.**
- IV. Utilizzando l'app "File Manager" o "My Documents", accedere alla cartella in cui è stato salvato il file MyHIDREXApp.apk e fare clic su di esso.**
- V. Nella finestra che si apre, fare clic su Installa. L'app lo farà ora Installato.
A seconda del produttore, durante l'installazione potrebbero essere fornite istruzioni di sicurezza aggiuntive, si prega di confermarle.**
- VI. Dopo l'installazione, si consiglia di accedere nuovamente alle impostazioni di sicurezza e disattivare nuovamente la voce "Origine sconosciuta".**

Installa MyHIDREXApp su Android 8 – 10:

- I. Apri le impostazioni e inserisci "sconosciuto" nel campo di ricerca. Seleziona Accesso speciale o Installa app sconosciute dai risultati.
La designazione può variare a seconda del produttore del dispositivo oppure è necessario accedere a un sottomenu.**
- II. Ora sei in un elenco delle tue app installate. Potrebbe essere necessario Seleziona "Tutte le app" o "Mostra app di sistema" in alto a destra nell'elenco.**
- III. Ora collega il tuo smartphone al computer o chiedici di inviare il file MyHIDREXApp.apk al tuo smartphone tramite e-mail o WhatsApp.**
- IV. Individuare e selezionare l'app File Manager o My Documents
fuori da.**
- V. In alternativa, puoi anche utilizzare le voci di menu "App" -> "Gestisci app" per Passare a "File Manager".**

- VI. Se hai selezionato l'app, troverai la voce "Impostazioni avanzate".
Voce di menu "App da fonti sconosciute". Fare clic su di esso e attivare la voce
"Fidati di questa fonte". Ora chiudi le impostazioni.**
- VII. Utilizzando l'app "File Manager" o "I miei documenti", vai alla cartella in cui hai
salvato il file MyHIDREXApp.apk e fai clic su di esso.**
- VIII. Nella finestra che si apre, fare clic su Installa. L'app lo farà ora
Installato.
A seconda del produttore, durante l'installazione potrebbero essere
fornite istruzioni di sicurezza aggiuntive, si prega di confermarle.**
- IX. Dopo l'installazione, ti consigliamo di tornare alle impostazioni di sicurezza
navigare e disattivare nuovamente la voce "Origine sconosciuta".**

Avvio dell'app:

- I. Assicurati che il Bluetooth sia ancora abilitato sul tuo smartphone e
Non hai una connessione attiva con nessun altro dispositivo.**
- II. Ora avvia MyHIDREXApp.**
- III. Puoi riconoscere una connessione riuscita quando il LED di connessione sul
dispositivo di controllo si illumina in verde. Nell'app vedrai anche un simbolo
Bluetooth blu nella parte superiore dello schermo.**
- IV. L'app può ora essere utilizzata per controllare il dispositivo.**

Dopo la prima messa in servizio è sufficiente eseguire le seguenti operazioni:

- I. Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone.**
- II. Avvia la tua macchina per la ionoforesi.**
- III. Avvia l'app MyHIDREX.**